

**Instrucciones para el paciente sobre la recolección de heces para el
Antígeno de Helicobacter Pylori fecal, C. difficile y diversas pruebas
(Sin conservador)**



1. Confirme el nombre y fecha de nacimiento en el recipiente Para-Pak Clean Vial (tapa blanca) pre- etiquetado para recopilación de heces que se le ha proporcionado.
2. **Cuidado: El líquido dentro de los tubos es tóxico. No lo beba y manténgalo alejado del alcance de los niños.**
3. Ponga la muestra de heces a un contenedor limpio y seco que se le ha proporcionado.
4. Quite la tapa blanca del recipiente para la muestra Para-Pak Clean vial y usando la cuchara adjunta a la tapa, coloque la cuchara llena de heces dentro del tubo hasta que el líquido suba al nivel de la línea roja. Si usted no puede usar la cuchara debido a que la muestra es líquida, con cuidado llene el recipiente con heces hasta que llegue a la línea indicada teniendo cuidado de no llenar de más.
5. Mezcle el contenido de cada tubo con la cuchara, luego ciérreelo bien y agítelo hasta que esté Bien mezclado.
6. Coloque sus iniciales en la etiqueta de la muestra enseguida de su nombre escriba la fecha y hora de la colección en cada tubo
7. **La muestra debe regresarse al laboratorio tan pronto como sea posible o dentro de 24 horas desde que la colectó.**