

**Instrucciones para el paciente sobre la recolección de heces para
Análisis de huevos y parásitos y conteo de glóbulos blancos en las heces**



RECOPILE SÓLO UNA MUESTRA AL DÍA

1. Confirme el nombre y fecha de nacimiento en el recipiente pre-etiquetado de tapa negra **Total FIX** para colección que se le ha proporcionado.
2. **Cuidado: El líquido dentro los tubos es tóxico. No lo beba y manténgalo alejado del alcance de los niños.**
3. Ponga la muestra de heces a un contenedor limpio y seco que se le ha proporcionado.
4. Quite la **tapa negra** del recipiente para la colección de muestras **Total Fix** y utilizando la cuchara adjunta a la tapa coloque la cuchara llena de heces dentro del tubo hasta que el líquido suba al nivel de la línea roja. Si usted no puede usar la cuchara debido a que la muestra es líquida, con cuidado llene el recipiente con heces hasta que llegue a la línea indicada teniendo cuidado de no llenar de más.
5. Mezcle el contenido de cada tubo con la cuchara, luego ciérrelo bien y agítelo hasta que esté bien mezclado.
6. Ponga sus iniciales junto a su nombre preimpreso y escriba la fecha y la hora de la colección de la muestra en la etiqueta del recipiente.
7. Regrese la muestra al laboratorio lo más pronto posible.