

Instrucciones para la colección de heces para un cultivo de excrement



1. Confirme el nombre y fecha de nacimiento en el recipiente **Cary Blair (tapa anaranjada)** pre- etiquetado para colección de heces que se le ha proporcionado.
2. **Cuidado: El líquido dentro de los tubos es tóxico. No lo beba y manténgalo alejado del alcance de los niños.**
3. Ponga la muestra de heces a un contenedor limpio y seco que se le ha proporcionado.
4. Quite la tapa de color naranja del recipiente para la colección de muestras Cary-Blair y utilizando la cuchara adjunta a la tapa, coloque la cuchara llena de heces dentro del tubo hasta que el líquido suba al nivel de la línea roja. Si usted no puede usar la cuchara debido a que la muestra es líquida, con cuidado llene el recipiente con heces hasta que llegue a la línea indicada teniendo cuidado de no llenar de más.
5. Mezcle el contenido de cada tubo con la cuchara, luego ciérrelo bien y agítelo hasta que esté bien mezclado.
6. Ponga sus iniciales junto a su nombre y escriba la fecha y la hora de la colección de la muestra en la etiqueta de cada tubo.
7. **Regrese la muestra al laboratorio dentro de 24 horas desde que la colectó.**